

# 苏州三清仪器有限公司

## 毒害品安全柜系列产品规格书

|      |                                    |      |               |
|------|------------------------------------|------|---------------|
| 询价方: |                                    | 报价方: | 苏州三清仪器有限公司    |
| 联系人: |                                    | 联系人: | 林欣            |
| 电 话: |                                    | 电 话: | 180-5180-0051 |
| 日 期: | 2015-05-05                         | 编 号: | SK20180505001 |
| 型 号: |                                    | 单 价: |               |
| 数 量: |                                    | 总 价: |               |
| 备 注: | 以上报价含 16%增值税专业发票, 含运费, 送货上门, 二年质保。 |      |               |

### 三清仪器毒害品安全柜系列产品一览表:

| 容积          | 外尺寸(mm)          | 重量(kg) | 隔板数   | 开门方式  |
|-------------|------------------|--------|-------|-------|
| 4 加仑/15 升   | H560*W430*D430   | 34     | 1 Pcs | 单开门手动 |
| 12 加仑/45 升  | H890*W590*D460   | 60     | 1 Pcs | 单开门手动 |
| 22 加仑/83 升  | H1650*W600*D460  | 90     | 3 Pcs | 单开门手动 |
| 30 加仑/114 升 | H1120*W1090*D460 | 100    | 1 Pcs | 双门手动  |
| 45 加仑/170 升 | H1650*W1090*D460 | 138    | 2 Pcs | 双门手动  |
| 60 加仑/227 升 | H1650*W860*D860  | 165    | 2 Pcs | 双门手动  |
| 90 加仑/340 升 | H1650*W1090*D860 | 190    | 2 Pcs | 双门手动  |
| 110加仑/410升  | H1650*W1500*D860 | 270    | 2 Pcs | 双门手动  |

### 备注:

箱体和箱门颜色可在蓝色、灰白色之间任意搭配, 也可以选择其他颜色。

配备液晶屏电子密码锁, 确保存储的毒害品安全管控。



**报价产品参数：**

|      |                |        |      |
|------|----------------|--------|------|
| 型 号： |                | 颜 色：   |      |
| 容 积： |                | 开门类型：  |      |
| 外尺寸： |                | 单 价：   |      |
| 层板数： |                | 交 货 期： | 现货   |
| 门 锁： | 三点联动锁，液晶屏电子密码锁 | 付款方式：  | 款到发货 |

**产品特点：**

- ◆安全柜整体为双层 1.2mm 防火钢板构造，钢板间隔 38mm，防爆性能更为卓越。
- ◆采用优质冷轧钢板，增加强度，加强设计而成，防火性能更好。
- ◆柜身底部 50mm 高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。
- ◆独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，最大可承托 400lbs 的钢制安全罐。
- ◆柜体表面经过环氧树脂漆喷涂而成，防锈，耐腐蚀性强，整体美观。
- ◆柜身标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。
- ◆带有两个防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。
- ◆高端液晶屏电子密码锁确保存储的毒害品安全管控。
- ◆质保 2 年；终身免费维修。客服电话：400-990-3717



## 本公司产品使用注意事项：

请注意区分您所存储的毒害品性质，尽量做到分类存储，减少灾害发生风险。

为提高操作安全度，实现“双人双锁”管理，用户可选用铜质锁具，防止腐蚀。

毒害品安全柜内部的可调节层板可定期取出进行清洗。

防火防爆透气孔应经常打开或者连接通风设备，确保空气的流通。

严格按照 OSHA 规范，柜身设有静电接地传导端口，连接静电接地导线。

柜身标有三种语言的高可见度的耐腐蚀标签。

高端液晶屏电子密码锁确保存储的毒害品安全管控。

